

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kim lềun tĩnh mạch khỏng cánh, khỏng cỏng cở BD Angiocath Plus™ bao gỏm:

- Kim lềun tĩnh mạch khỏng cánh, khỏng cỏng cở 18 – BD Angiocath Plus™ I.V Catheter 18GA X 1.88IN: 382447
- Kim lềun tĩnh mạch khỏng cánh, khỏng cỏng cở 18 – BD Angiocath Plus™ I.V Catheter 18GA X 1.16IN: 382444
- Kim lềun tĩnh mạch khỏng cánh, khỏng cỏng cở 20 – BD Angiocath Plus™ I.V Catheter 20GA X 1.88IN: 382437
- Kim lềun tĩnh mạch khỏng cánh, khỏng cỏng cở 20 – BD Angiocath Plus™ I.V Catheter 20GA X 1.16IN: 382434
- Kim lềun tĩnh mạch khỏng cánh, khỏng cỏng cở 22 – BD Angiocath Plus™ I.V Catheter 22GA X 1IN: 382423
- Kim lềun tĩnh mạch khỏng cánh, khỏng cỏng cở 24 – BD Angiocath Plus™ I.V Catheter 24GA X 0.75IN: 382412

Mỏ tả sản phẩm: Kim lềun tĩnh mạch khỏng cánh, khỏng cỏng tiem thuốc, chất liệu Vialon, thành mỏng đản hồi, cú 6 đườg cản quang ngằm, đầu kim vát ba mặt, các cở kim đượ phân biệt theo từng màu riêng biệt, khoang chứa máu tràn ra trong suốt với nút chặn giúp dễ dàng nhận biết catheter đã vào trong lỏng mạch máu.

Ứg dụng: Kim lềun đượ đứ vào tĩnh mạch bệnh nhản sử dụng trong thời gian ngắn (dưới 30 ngày) để lấy máu, theo dõi áp lực máu và tiem thuốc, truyền dịch.

Nguyên lý: Có thể gắn với bơm tiem tiêu chuẩn hoặc kim an toàn, dây truyền dịch, dây truyền máu, chạc ba tiem truyền.

Mục đích sử dụng: Đượ sử dụng để đặ vào tĩnh mạch của bệnh nhản nhằm tiem thuốc, truyền dịch hoặc các sản phẩm của máu, lấy máu xét nghiệm và theo dõi áp lực của máu.

Hướng dẫn sử dụng/ Quy trình sử dụng:

1. Lấy catheter ra khỏi bao vô trùng và kiểm tra chắc chắn thiết bị không bị hỏng. Quay catheter 360 độ.
2. Đâm kim vào tĩnh mạch
3. Quan sát máu trào ra ở vị trí đốc kim
4. Khi đã nhìn thấy máu trào ra, hạ thấp catheter và đảm bảo đầu catheter vẫn nằm trong lỏng tĩnh mạch.
5. Giữ trục kim chắc chắn và đẩy catheter sâu vào tĩnh mạch
6. Giữ chắc trục catheter, nhẹ nhàng rút kim và kết nối dây truyền vào catheter
7. Ngay lập tức vứt bỏ kim đã sử dụng vào hộp đựng vật sắc nhọn
8. Cố định catheter



9. Nhân viên y tế phải được huấn luyện về thực hành tiêm truyền và kỹ thuật đặt catheter và phải nhận biết được những tai biến có thể xảy ra.
10. Kỹ thuật vô trùng, sát khuẩn da đúng cách và tiếp tục theo dõi vị trí tiêm, truyền là vô cùng quan trọng. Quan sát và theo dõi tổng thể tất cả bệnh nhân.
11. Không sinh nhiệt. Sản phẩm là vô trùng trừ khi bao bì sản phẩm bị hở. Không sử dụng nếu bao bì sản phẩm bị hư hỏng.
12. Sản phẩm không chứa latex.
13. Không DEHP

***Lưu ý:**

1. Sản phẩm sử dụng một lần, không tiết trùng lại để sử dụng.
2. Báo cáo tổn thương do kim đâm vào tay ngay lập tức và theo dõi.
3. Sự lây nhiễm máu do đâm phải đầu kim đã nhiễm bẩn hoặc qua các màng niêm mạc có thể dẫn tới các bệnh nguy hiểm như viêm gan, HIV (AIDS), hoặc các bệnh truyền nhiễm khác.
4. Không đưa lại kim vào nòng catheter. Việc tái sử dụng có thể là nguyên nhân dẫn tới hỏng catheter.
5. Không sử dụng kéo ở gần vị trí tiêm, truyền.
6. Catheter cỡ 18GA đến 22GA là phù hợp cho việc tiêm truyền với áp lực lớn lên tới 300 psi, đảm bảo catheter không bị tắc trước khi tiêm với áp lực lớn vào catheter.
7. Không sử dụng nếu bao bì sản phẩm bị hỏng hoặc đã bị mở.

***Cảnh báo:**

1. Không tái sử dụng, Tái sử dụng có thể dẫn tới nhiễm trùng hoặc các bệnh tật/thương tích khác.
2. Đây là sản phẩm sử dụng cho đường tiêm/truyền tĩnh mạch ngoại vi. Không sử dụng cho sự tiêm/truyền qua đường tĩnh mạch trung tâm.

