



Hệ thống khâu đóng xương ức

Thông tin chung

Những hướng dẫn này chứa đựng những thông tin quan trọng để áp dụng đúng và an toàn sản phẩm y tế. Làm theo các hướng dẫn này giúp tránh những sai sót và nguy hiểm của ứng dụng cho bệnh nhân. Do đó, các hướng dẫn cần được đọc cẩn thận trước khi áp dụng sản phẩm y tế.

Sản phẩm chỉ có thể được sử dụng theo đúng mục đích đã nêu như mô tả trong phần sau. Các kỹ thuật được mô tả trong các hướng dẫn này chỉ là một sự lựa chọn của các thủ tục có thể được về mặt y khoa. Bác sĩ có trách nhiệm duy nhất được tự do thực hiện các bước ứng dụng cá nhân theo một kỹ thuật mà anh ta ưa thích.

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và / hoặc bảo hành cho các thiệt hại gây ra bởi việc áp dụng không đúng và / hoặc không tuân thủ các hướng dẫn.

Không sử dụng các sản phẩm có bao bì cá nhân bị hư hỏng hoặc bị ô nhiễm và không có sản phẩm nào có vẻ không đáng tin cậy. Sử dụng trước ngày hết hạn của ngày hết hạn. Không khử trùng lại.

DISPOMEDICA GMBH không đảm bảo cho các sản phẩm đã hết hạn hoặc tái sản xuất.

Sản phẩm y tế này chỉ dành cho sử dụng đơn lẻ. Các phương pháp tái chế được mô tả trong các tài liệu chuyên ngành tiêu huỷ các sản phẩm y tế hoặc gây ra những thay đổi đáng kể trong các đặc tính của sản phẩm và một ứng dụng an toàn không thể được đảm bảo.

Thông số kỹ thuật

Các thành phần và dữ liệu kỹ thuật có thể được tìm thấy trên nhãn của bao bì riêng.

Các cấu hình khác có thể tìm thấy trong tài liệu.

Vật liệu

Dây: Thép không gỉ AISI 316LVM

Kim: Thép không gỉ AISI 420

Chỉ định

Hệ thống khâu đóng được chỉ định để sử dụng trong việc đóng vết thương ở ổ bụng, sửa chữa thoát vị, đóng nẹp và các thủ thuật chỉnh hình, bao gồm khâu gân và sửa gân.

Chống chỉ định

Việc sử dụng những đường khâu này được chống chỉ định ở những bệnh nhân có các nhạy cảm hoặc dị ứng được biết đến với kim loại có trong thép không gỉ, nghĩa là crom, niken, titan và mangan.

Biên chứng tiềm ẩn

Các tác động bất lợi liên quan đến việc sử dụng thiết bị này bao gồm:

- * Tổn thương vết thương,
- * Phản ứng dị ứng ở những bệnh nhân có độ nhạy cảm đã biết với kim loại có trong thép
- * Phản ứng viêm mô cấp tính,
- * đau,
- * phù,
- * đỏ da ở vết thương.
- * tăng cường sự lây nhiễm của vi khuẩn,

Lưu ý

Trong việc xử lý vật liệu này hoặc bất kỳ vật liệu khâu nào khác, cần cẩn thận để tránh hư hỏng khi xử lý. Tránh bị nghiền nát hoặc uốn nắn do sử dụng các dụng cụ phẫu thuật như kẹp hoặc vật đựng kim.

Thông tin về xử lý và áp dụng

Người sử dụng nên làm quen với thủ tục phẫu thuật và các kỹ thuật liên quan đến khâu không thấm nước trước khi sử dụng hệ thống đóng nẹp cho đóng vết thương, vì nguy cơ rạn nứt vết thương có thể khác nhau với vị trí của ứng dụng và vật liệu khâu được sử dụng. Có thể chấp nhận thực hành phẫu thuật đối với việc thoát nước và đóng các vết thương bị nhiễm hoặc bị nhiễm.

Thải loại

Sau khi sử dụng hãy vứt bỏ sản phẩm theo quy định về chất thải của khu vực hoặc quốc gia đối với các vật liệu truyền nhiễm.

Loại trừ trách nhiệm

Chúng tôi đảm bảo rằng sản phẩm này tuân thủ các điều khoản áp dụng của hướng dẫn 93/42 / EEC đối với thiết bị y tế. Khi xem xét sự khác biệt sinh học của bệnh nhân, hiệu quả của sản phẩm không thể đảm bảo được.

Vì các điều kiện sử dụng, việc thiết lập chẩn đoán và chỉ định cũng như việc áp dụng và sử dụng sản phẩm nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo sự thành công của sản phẩm hoặc loại trừ khả năng có các phản ứng phụ.

Các hướng dẫn này đã được viết bằng tiếng Đức và đã được dịch sang tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt trong phiên dịch, phiên bản tiếng Đức được ưu tiên.